



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser				
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪 用RC-86	规格 Specification		500mL	
批号 Batch No.		20250321	有效期 Expiration date		2026/9/20	
生产日期 Production Date		2025-03-21	检验日期 Inspection Date		2025.03.24	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围: $\geq 505\text{g}$ weight allowance: is not less than 505g			507.31 508.2 508.25	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.8 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.20 of 7.8 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)			7.94 7.92 7.92	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/	/
结论 Conclusion		合格 Pass				
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer			
日期 Date		2025.03.24	日期 Date		2025.03.24	

注: 若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years