



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model		RL-86D	规格 Specification		250ml		
批号 Batch No.		20250324	有效期 Expiration date		2027/3/23		
生产日期 Production Date		2025/3/24	检验日期 Inspection Date		2025. 03. 26		
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥252g weight allowance:is not less than 252g			256.4	256.9	255.1 合格 Pass
3	PH值 PH value	7.4±0.50 (25±1℃) not exceed ±0.50 of 7.4 under temperature of (25° C±1° C)			7.28	7.3	7.31 合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/		/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/		/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025. 03. 26		日期 Date		2025. 03. 26 质检专用章	

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years