



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

|                                |                                                                                                                                                |                         |                                   |       |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|
| 产品名称<br>Product Name           | 血细胞分析用溶血剂<br>Lyse for Hematology Analyzer                                                                                                      |                         |                                   |       |                |
| 产品型号<br>Product Model          | RL-86D                                                                                                                                         | 规格<br>Specification     | 250ml                             |       |                |
| 批号<br>Batch No.                | 20250407                                                                                                                                       | 有效期<br>Expiration date  | 2027/4/6                          |       |                |
| 生产日期<br>Production Date        | 2025/4/7                                                                                                                                       | 检验日期<br>Inspection Date | 2025. 04. 09                      |       |                |
| 检验项目<br>Inspection Items       | 检验标准<br>Inspection Standard                                                                                                                    |                         | 检验结果<br>Inspection Results        |       | 判定<br>Judgment |
| 1<br>外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule                                                    |                         | 符合要求<br>Meet with the requirement |       | 合格<br>Pass     |
| 2<br>净含量<br>Net volume         | 重量允许范围: $\geq 252\text{g}$<br>weight allowance: is not less than 252g                                                                          |                         | 255.8                             | 256.1 | 256.2          |
| 3<br>PH值<br>PH value           | $7.4 \pm 0.50$ ( $25 \pm 1^\circ\text{C}$ )<br>not exceed $\pm 0.50$ of 7.4<br>under temperature of ( $25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ) |                         | 7.24                              | 7.25  | 7.25           |
| 4<br>电导率<br>Conductivity Value | /                                                                                                                                              |                         | /                                 |       | /              |
| 5<br>渗透浓度<br>Osmolality Value  | /                                                                                                                                              |                         | /                                 |       | /              |
| 结论<br>Conclusion               | 合格<br>Pass                                                                                                                                     |                         |                                   |       |                |
| 检验员<br>Inspector               | 银少彤                                                                                                                                            | 复核人<br>Reviewer         | 高曼姿                               |       |                |
| 日期<br>Date                     | 2025. 04. 09                                                                                                                                   | 日期<br>Date              | 2025. 04. 09                      |       |                |



注: 若无内容填写应用“/”。  
Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years