



生化试剂出厂检验报告

Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） Total Protein Assay Reagent Kit (Biuret Method)		
规格 Specification		60ml*4	产品型号 Product Model	/
批号 Batch No.		20250327	有效期 Expiration Date	2026/9/26
生产日期 Production Date		2025.03.27	检验日期 Inspection Date	2025.04.11
试剂批号 Reagent batch number		20250327	试剂有效期 Expiration date of Reagent	2026/9/26
校准/质控批号 Calibrator/ Control batch number		/	校准有效期 Expiration date of Calibrator	/
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results
				判定 Judgment
1	外观 Appearance	试剂为蓝色均一液体，无混浊，无未溶解物 The reagent is blue, homogeneous liquid, without cloudiness or undissolved materials.		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
2	净含量 Net volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The Net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不超过±10% The relative deviation should not exceed ±10%.		0.28% 合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤5% Coefficient of Variation (CV) ≤ 5%		低值: Low-level: 0.64% 高值: High-level: 0.56% 合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在0.5g/L~130g/L (37℃) 范围内，相关系数 (r) 应≥0.99 Within the range of 0.5g/L ~ 130g/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.99.		0.9998 合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass		
检验员 Inspector		莫宗儒	复核人 Reviewer	高曼姿
日期 Date		2025.04.11	日期 Date	2025.04.11

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years

