



生化试剂出厂检验报告

Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		肌酐测定试剂盒（酶法） Creatinine Assay Reagent Kit (Enzymatic)		
规格 Specification		R1: 50ml×3, R2: 50ml×1, 校准/CAL: 1ml×1	产品型号 Product Model /	
批 号 Batch No.		20250401	有效期 Expiration Date 2026/3/31	
生产日期 Production Date		2025.04.01	检验日期 Inspection Date 2025.04.16	
试剂批号 Reagent batch number		20250401	试剂有效期 Expiration date of Reagent 2026/3/31	
校准/质控批号 Calibrator/Control batch number		20250401	校准有效期 Expiration date of Calibrator 2026/9/30	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard	检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	R1、R2均为微黄色澄清液体，无沉淀及絮状物 R1 and R2 are both slightly yellowish, clear liquid, without sediments or floccules.	符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The Net volumen of liquid reagents should not be less than the indicated value.	符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不超过±10% The relative deviation should not exceed ±10.	-0.03%	合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤5% Coefficient of Variation (CV) ≤5%	2.24%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在0 μmol/L~1500μmol/L (37℃) 范围内，相关系数(r) 应≥0.990 Within the range of 0 μmol/L ~ 1500μmol/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.990.	0.9991	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass		
检验员 Inspector		莫宗儒	复核人 Reviewer	高曼姿
日期 Date		2025.04.16	日期 Date	2025.04.16



注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A. 2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years