



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model		RL-86H	规格 Specification	250mL			
批 号 Batch No.		20250408	有效期 Expiration date	2027/4/7			
生产日期 Production Date		2025/4/8	检验日期 Inspection Date	2025. 04. 10			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 255\text{g}$ weight allowance: is not less than 255g		255.4	256.2	256.4	合格 Pass
3	PH值 PH value	6.0 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 6.0 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		6.11	6.1	6.09	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025. 04. 10		日期 Date		2025. 04. 10	

注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with “/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years