



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser			
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪 用RC-86	规 格 Specification		1L
批 号 Batch No.		20250417	有效期 Expiration date		2026/10/16
生产日期 Production Date		2025-04-17	检验日期 Inspection Date		2025.04.18
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement 合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥1.01kg weight allowance: is not less than 1.01kg			1.07 1.09 1.05 合格 Pass
3	PH值 PH value	7.8±0.20 (25±1℃) not exceed ±0.20 of 7.8 under temperature of (25° C±1° C)			7.84 7.86 7.83 合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer		
日期 Date		2025.04.18	日期 Date		

注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.