



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

|                          |                           |                                                                                                                                                    |                         |                 |                                   |            |                |            |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|
| 产品名称<br>Product Name     |                           | 血细胞分析用稀释液<br>Diluent for Hematology Analyzer                                                                                                       |                         |                 |                                   |            |                |            |
| 产品型号<br>Product Model    |                           | RD-7                                                                                                                                               | 规格<br>Specification     |                 | 10L                               |            |                |            |
| 批 号<br>Batch No.         |                           | 20250513                                                                                                                                           | 有效期<br>Expiration date  |                 | 2027/5/12                         |            |                |            |
| 生产日期<br>Production Date  |                           | 2025-05-13                                                                                                                                         | 检验日期<br>Inspection Date |                 | 2025.05.14                        |            |                |            |
| 检验项目<br>Inspection Items |                           | 检验标准<br>Inspection Standard                                                                                                                        |                         |                 | 检验结果<br>Inspection Results        |            | 判定<br>Judgment |            |
| 1                        | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule.                                                        |                         |                 | 符合要求<br>Meet with the requirement |            | 合格<br>Pass     |            |
| 2                        | 净含量<br>Net volume         | 重量允许范围: $\geq 10.1\text{kg}$<br>weight allowance: is not less than 10.1kg                                                                          |                         |                 | 10.2                              | 10.2       | 10.25          | 合格<br>Pass |
| 3                        | PH值<br>PH value           | $7.45 \pm 0.20$ ( $25 \pm 1^\circ\text{C}$ )<br>not exceed $\pm 0.20$ of 7.45<br>under temperature of ( $25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ )   |                         |                 | 7.39                              | 7.4        | 7.4            | 合格<br>Pass |
| 4                        | 电导率<br>Conductivity Value | 应不超过 $17.0\text{mS}/\text{cm} \pm 0.50\text{mS}/\text{cm}$ 。<br>should not exceed $\pm 0.5\text{ms}/\text{cm}$ of $17.0\text{mS}/\text{cm}$        |                         |                 | 16.82                             | 16.79      | 16.8           | 合格<br>Pass |
| 5                        | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | 应不超过 $307 \pm 10\text{mOsm}/\text{Kg}$ ( $\text{mmol}/\text{L}$ )<br>should not exceed $\pm 10\text{mOsm}/\text{kg}$ of $307\text{mOsm}/\text{Kg}$ |                         |                 | 302                               | 303        | 304            | 合格<br>Pass |
| 结论<br>Conclusion         |                           | 合格<br>Pass                                                                                                                                         |                         |                 |                                   |            |                |            |
| 检验员<br>Inspector         |                           | 银少彤                                                                                                                                                |                         | 复核人<br>Reviewer |                                   | 高曼姿        |                |            |
| 日期<br>Date               |                           | 2025.05.14                                                                                                                                         |                         | 日期<br>Date      |                                   | 2025.05.14 |                |            |

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with “/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years