



凝血试剂出厂检验报告

Coagulation Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		凝血质控品 Coagulation Control						
规格 Specification		水平 2: 1.0mL Level 2(Abnormal): 1.0mL		产品型号 Product Model		/		
批号 Batch No.		20250427		有效期 Expiration date		2027. 04. 26		
生产日期 Production Date		2025. 04. 27		检验日期 Inspection Date		2025. 05. 15		
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应作为一种淡黄色冻干粉，无融化现象。 加入蒸馏水复溶后应为均匀液体。 Light yellow lyophilized powder, unmelt. Should be a homogeneous liquid after reconstitution with distilled water.			符合 Meet with the requirement			合格 Pass
2	装量 Net volume	/			/			/
3	正常血浆测量值 Test Result of Normal control	/			/			/
4	准确度 Accuracy	应符合靶值范围 It should be in line with the target value range			符合 Meet with the requirement			合格 Pass
5	重复性 Repeatability	PT	APTT	FIB	PT	APTT	FIB	合格 Pass
		≤5.0%	≤3.8%	≤5.0%	2.36%	0.96%	1.60%	
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		邱志成		复核人 Reviewer		高曼姿		
日期 Date		2025. 05. 15		日期 Date		2025. 05. 15		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8502

REV: A. 2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years