



凝血试剂出厂检验报告

Coagulation Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		凝血质控品 Coagulation Control						
规格 Specification		水平1:1.0mL Level 1(Normal): 1.0mL		产品型号 Product Model		/		
批号 Batch No.		20250427		有效期 Expiration date		2027.04.26		
生产日期 Production Date		2025.04.27		检验日期 Inspection Date		2025.05.16		
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应作为一种淡黄色冻干粉，无融化现象。 加入蒸馏水复溶后应为均匀液体。 Light yellow lyophilized powder, unmelt. Should be a homogeneous liquid after reconstitution with distilled water.			符合 Meet with the requirement			合格 Pass
2	装量 Net volume	/			/			/
3	正常血浆测量值 Test Result of Normal control	/			/			/
4	准确度 Accuracy	应符合靶值范围 It should be in line with the target value range			符合 Meet with the requirement			合格 Pass
5	重复性 Repeatability	PT	APTT	FIB	PT	APTT	FIB	合格 Pass
		≤5.0%	≤3.8%	≤5.0%	1.67%	1.24%	3.05%	Pass
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		邱志成		复核人 Reviewer		高曼姿		
日期 Date		2025.05.16		日期 Date		2025.05.16		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8502

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years