



校准物/质控物出厂检验报告

Calibrator/Control Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用校准物（光学法） Calibrator for Hematology Analyzer (Optic Method)		
规格 Specification		3mL		
批 号 Batch No.		52505C	有效期 Expiration Date	2025. 07. 02
生产日期 Production Date		2025. 05. 19	检验日期 Inspection Date	2025. 05. 22
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		判定 Judgment
1	外观 Appearance	足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material, Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
2	装量 Net volume	装量负偏差小于等于标示量的3%。 The load negative deviation less than 3%		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
3	瓶内均匀性 Uniformity	瓶内均匀性 (CV%) 应满足： solution uniformity (CV%)： WBC≤2% RBC≤1.5% HGB≤1.5% HCT≤1% MCV≤0.5% PLT≤4%		WBC: 1.3% RBC: 1.0% HGB: 0.7% HCT: 1.0% MCV: 0.1% PLT: 1.1% 合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass		
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿
日期 Date		2025. 05. 22	日期 Date	2025. 05. 22

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8505

REV: A. 2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years