



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model		RL-7	规 格 Specification		500ml		
批 号 Batch No.		20250519	有效期 Expiration date		2027/5/18		
生产日期 Production Date		2025-05-19	检验日期 Inspection Date		2025.05.21		
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围：≥505g weight allowance:is not less than 505g		507.4	507.2	507.2	合格 Pass
3	PH值 PH value	6.5±0.50 (25±1℃) not exceed ±0.50 of 6.5 under temperature of (25° C±1° C)		6.52	6.51	6.51	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025.05.21		日期 Date		2025.05.21	

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years