



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser					
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪用RC-86C	规格 Specification	30ml			
批号 Batch No.		20250521	有效期 Expiration date	2026/5/20			
生产日期 Production Date		2025/5/21	检验日期 Inspection Date	2025.05.22			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥31g weight allowance:is not less than 31g		31.75	31.74	31.68	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥8.0 (25±1℃) (not include proteinase) is not less than 8.0 under temperature of (25° C ±1° C)		13.56	13.58	13.52	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025.05.22		日期 Date		2025.05.22	

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years