



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

|                          |                              |                                                                                                |                         |                                       |      |                |                |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 产品名称<br>Product Name     |                              | 清洗液<br>Cleanser                                                                                |                         |                                       |      |                |                |
| 产品型号<br>Product Model    |                              | 多功能酶清洗液RC-2                                                                                    | 规格<br>Specification     | 1L                                    |      |                |                |
| 批 号<br>Batch No.         |                              | 20250526                                                                                       | 有效期<br>Expiration date  | 2026/11/25                            |      |                |                |
| 生产日期<br>Production Date  |                              | 2025-05-26                                                                                     | 检验日期<br>Inspection Date | 2025. 05. 28                          |      |                |                |
| 检验项目<br>Inspection Items |                              | 检验标准<br>Inspection Standard                                                                    |                         | 检验结果<br>Inspection Results            |      | 判定<br>Judgment |                |
| 1                        | 外观<br>Appearance             | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br><br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule |                         | 符合要求<br><br>Meet with the requirement |      | 合格<br><br>Pass |                |
| 2                        | 净含量<br>Net volume            | 重量允许范围为：≥1.01kg<br><br>weigent allowance: is not less than 1.01kg                              |                         | 1.09                                  | 1.08 | 1.09           | 合格<br><br>Pass |
| 3                        | PH值<br>PH value              | 7.5±0.50 (25±1℃)<br><br>not exceed ±0.50 of 7.5<br>under temperature of (25° C±1° C)           |                         | 7.56                                  | 7.57 | 7.57           | 合格<br><br>Pass |
| 4                        | 电导率<br>Conductivity<br>Value | /                                                                                              |                         | /                                     |      |                | /              |
| 5                        | 渗透浓度<br>Osmolality<br>Value  | /                                                                                              |                         | /                                     |      |                | /              |
| 结论<br>Conclusion         |                              | 合格<br>Pass                                                                                     |                         |                                       |      |                |                |
| 检验员<br>Inspector         |                              | 银少彤                                                                                            |                         | 复核人<br>Reviewer                       |      |                |                |
| 日期<br>Date               |                              | 2025. 05. 28                                                                                   |                         | 日期<br>Date                            |      | 2025.05.28     |                |

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501

REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years