

产品检验报告

编号: ZL/JL004-G-2021

序号:2505001

品 名	甘油三酯测定试剂盒 (GPO-PAP 法)	规 格	50ml×4
生产批号	20250501	取样日期	2025. 05. 12
检验日期	2025. 05. 12	报告日期	2025. 05. 12
检测仪器	日立 7180	仪器编号	2216-08

备注:

检验项目		标准规定	检验结果
外观		外包装完整无破损; 试剂: 无色或黄色澄清透明液体。	合格
净含量		净含量不低于标示值。	合格
空白吸光度		在主波长 500~600nm、副波长 700nm、37℃ 条件下, 试剂空白吸光度应不大于 0.2。	合格
空白吸光度变化率		-----	-----
分析灵敏度		检测浓度为 2.69mmol/L 的样本时, 吸光度变 化应不小于 0.13。	合格
线 性	线性范围	[1.00, 11.30]mmol/L, 相关系数 r 不小于 0.990。	合格
	相对偏差	[1.00, 11.30]mmol/L 线性范围内, 相对偏差 不超过±10%。	合格
	绝对偏差	-----	-----
重 复 性		测试高、低值质控品, 重复测试至少 10 次, CV≤5%。	合格
批 间 差		用三个不同批号的试剂测试同一样本, 重复测 试 3 次, 相对极差 R≤10%。	合格
准 确 度		测定 GBW09178 标准物质, 测定结果应不超过 标示值的±15%。/质控血清的测定结果应在标 称值不超过±10%。	合格
空白吸光度/定量限		-----	-----

检验结论: 合格

报告人: 质检01

复核人: 质检03

负责人: 质检01