



凝血试剂出厂检验报告

Coagulation Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		样本稀释液 Sample Diluent		
规格 Specification		30mL×1	产品型号 Product Model	RD-A2
批号 Batch No.		20250613	有效期 Expiration date	2026.06.12
生产日期 Production Date		2025.06.13	检验日期 Inspection Date	2025.06.16
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results
判定 Judgment				
1	外观 Appearance	a) 试剂盒外观应整洁, 文字符号标识清晰; b) 试剂应为无色或淡黄色澄清液体, 无固定颗粒, 杂质或絮状物 a) Appearance of Reagent Pack is clean and tidy, symbols are easy to recognize. b) Reagent is colorless or light yellow homogenous liquid, No precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement
2	装量 Net volume	装量负偏差不得超过标示量的5% Net volume deviation should be less than 5% of Labeled volume		符合 Meet with the requirement
3	正常血浆测量值 Test Result of Normal control	/		/
4	准确度 Accuracy	/		/
5	重复性 Repeatability	/		/
结论 Conclusion		合格 Pass		
检验员 Inspector		邱志成	复核人 Reviewer	高曼姿
日期 Date		2025.06.16	日期 Date	2025.06.16

注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8502

REV: A. 2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years