



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RL-50D	规格 Specification		500mL
批 号 Batch No.		20250613	有效期 Expiration date		2027/6/12
生产日期 Production Date		2025/6/13	检验日期 Inspection Date		2025.06.16
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement 合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为： $\geq 505\text{g}$ weight allowance: is not less than 505g			506.1 505.9 506.3 合格 Pass
3	PH值 PH value	4.08 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 4.08 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)			4.05 4.06 4.05 合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer 高曼姿		
日期 Date		2025.06.16	日期 Date 2025.06.16		

注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with “/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years