



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser						
产品型号 Product Model		浓缩清洗液REC	规格 Specification		100ml			
批 号 Batch No.		20250624	有效期 Expiration date		2026/6/23			
生产日期 Production Date		2025-06-24	检验日期 Inspection Date		2025.06.26			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 102g$ weight allowance: is not less than 102g			105.9	105.8	105.5	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥ 7.0 ($25 \pm 1^\circ C$) (not include proteinase) is not less than 7.0 under temperature of ($25^\circ C \pm 1^\circ C$)			12.88	12.86	12.89	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿		
日期 Date		2025.06.26		日期 Date		2025.06.26		

注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with “/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years