

产品检验报告

编号: ZL/JL004-G-2021

序号: 2505001

品 名	总胆固醇测定试剂盒 (CHOD-PAP 法)	规 格	50ml×4
生产批号	20250501	取样日期	2025. 05. 22
检验日期	2025. 05. 22	报告日期	2025. 05. 22
检测仪器	日立 7180	仪器编号	2216-08

备注:

检验项目		标准规定	检验结果
外观		外包装完整无破损; 试剂: 无色或淡粉色澄清透明液体。	合格
净含量		净含量不低于标示值。	合格
空白吸光度		在主波长 546nm、副波长 660nm、37℃条件下, 试剂空白吸光度应不大于 0.1。	合格
空白吸光度变化率		-----	-----
分析灵敏度		检测浓度为 4.19mmol/L 的样本时, 吸光度变化应不小于 0.19。	合格
线性	线性范围	[0.50, 10.34]mmol/L, 相关系数 r 不小于 0.990。	合格
	相对偏差	(2.00, 10.34]mmol/L 线性范围内, 相对偏差不超过±10%;	合格
	绝对偏差	[0.50, 2.00]mmol/L 线性范围内, 绝对偏差不超过±0.20mmol/L。	合格
重复性		测试高、低浓度的质控品, 重复测试至少 10 次, CV≤4%。	合格
批间差		用三个不同批号的试剂测试同一样本, 重复测试 3 次, 相对极差 R≤6%。	合格
准确度		测定 GBW09178 标准物质, 测定结果应不超过标示值的±10%./质控血清的测定结果应不超过靶值的±10%。	合格
空白限/定量限		-----	-----

检验结论: 合格

报告人:

质检01

复核人:

质检03

负责人:

赵飞