



生化试剂出厂检验报告

Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） Albumin Assay Reagent Kit (BCG Method)			
规格 Specification		R1: 40ml×4	产品型号 Product Model	/	
批号 Batch No.		20250214	有效期 Expiration Date	2026/8/13	
生产日期 Production Date		2025.02.14	检验日期 Inspection Date	2025.02.21	
试剂批号 Reagent batch number		20250214	试剂有效期 Expiration date of Reagent	2026/8/13	
校准/质控批号 Calibrator/ Control batch number		/	校准有效期 Expiration date of Calibrator	/	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	试剂为棕黄色透明均一液体，无混浊，无未溶解物 The reagent is brownish yellow, transparent, homogeneous liquid and without cloudiness or undissolved materials		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The Net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不得超过±10% The relative deviation should not exceed ±10%.		0.82%	合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤5% Coefficient of Variation (CV) ≤ 5%		低值: Low-level: 0.75% 高值: High-level: 0.89%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在0.5g/L~60g/L (37℃) 范围内，相关系数(r)应≥0.99 Within the range of 0.5g/L ~ 60g/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.99.		0.9976	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		莫宗儒	复核人 Reviewer	高曼姿	
日期 Date		2025.02.21	日期 Date	2025.02.21	

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years

