



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

|                          |                           |                                                                                                                                                |                         |                 |                                   |              |                |            |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 产品名称<br>Product Name     |                           | 血细胞分析用溶血剂<br>Lyse for Hematology Analyzer                                                                                                      |                         |                 |                                   |              |                |            |
| 产品型号<br>Product Model    |                           | RL-7                                                                                                                                           | 规格<br>Specification     |                 | 500ml                             |              |                |            |
| 批 号<br>Batch No.         |                           | 20250717                                                                                                                                       | 有效期<br>Expiration date  |                 | 2027/7/16                         |              |                |            |
| 生产日期<br>Production Date  |                           | 2025-07-17                                                                                                                                     | 检验日期<br>Inspection Date |                 | 2025. 07. 22                      |              |                |            |
| 检验项目<br>Inspection Items |                           | 检验标准<br>Inspection Standard                                                                                                                    |                         |                 | 检验结果<br>Inspection Results        |              | 判定<br>Judgment |            |
| 1                        | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule                                                     |                         |                 | 符合要求<br>Meet with the requirement |              | 合格<br>Pass     |            |
| 2                        | 净含量<br>Net volume         | 重量允许范围为: $\geq 505\text{g}$<br>weight allowance: is not less than 505g                                                                         |                         |                 | 506.9                             | 506.8        | 507.2          | 合格<br>Pass |
| 3                        | PH值<br>PH value           | $6.5 \pm 0.50$ ( $25 \pm 1^\circ\text{C}$ )<br>not exceed $\pm 0.50$ of 6.5<br>under temperature of ( $25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ) |                         |                 | 6.55                              | 6.54         | 6.53           | 合格<br>Pass |
| 4                        | 电导率<br>Conductivity Value | /                                                                                                                                              |                         |                 | /                                 |              | /              |            |
| 5                        | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | /                                                                                                                                              |                         |                 | /                                 |              | /              |            |
| 结论<br>Conclusion         |                           | 合格<br>Pass                                                                                                                                     |                         |                 |                                   |              |                |            |
| 检验员<br>Inspector         |                           | 银少彤                                                                                                                                            |                         | 复核人<br>Reviewer |                                   | 高曼姿          |                |            |
| 日期<br>Date               |                           | 2025. 07. 22                                                                                                                                   |                         | 日期<br>Date      |                                   | 2025. 07. 22 |                |            |

注: 若无内容填写应用 “/” 。  
Note: If there is no information, Please fill with “/” .

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A. 1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years